


AX

PCR 96Well Plate

(96 Hard-deck semi-skirted PCR Plate)



★ Stark PCRプレート (0.1ml)

XG-SPP-0101 10枚/袋



★ Stark PCRプレート (0.2ml)

XG-SPP-0201 10枚/袋

Stark PCRプレート (96well/セミスカートタイプ)

Made in Japan! オプションが豊富なのでバーコードやカスタム包装などにも対応可

特長

- ◆パッケージ → 0.1ml / 0.2mlともに10枚/袋から購入可能
- ◆ウェルのタイプ → フロスト仕上げで視認性を保ちつつ、蛍光のクロスオーバーを防ぐ
- ◆白色フレーム → レーザー印字で見栄えが良い
- ◆ハードデッキ → フレームが硬いこと = ポリカーボネート製でPlateが歪みにくい
- ◆適合装置 (0.1ml) → QuantStudio5、StepOnePlus、CFX Opus
- ◆適合装置 (0.2ml) → GeneExplorer、LifeECO
- ◆ホワイトウェルタイプ → 0.1mlプレートはホワイトウェルタイプも準備ございます。

◆ 試供品のご希望は代理店担当営業まで ◆

アルファバイオ株式会社 アクロス

広島問合せ先 : daiyou-h@alpha-bio.jp

岡山問合せ先 : daiyou-o@alpha-bio.jp

<http://www.alpha-bio.jp/>

担当者名