

超純水製造装置を特別価格で！

Direct-Q® UV 3/Simplicity™ UV キャンペーン

キャンペーン期間

2023年9月4日(月)～2024年3月22日(金)

ご注文分まで



希望販売価格の
48%OFF

水道直結、一台で超純水を精製！

Direct-Q® UV 3

キャンペーン希望販売価格

¥399,000



希望販売価格の
36%OFF

水道の無い場所でも使用可能！

Simplicity™ UV

キャンペーン希望販売価格

¥315,000


こんな研究室に最適

- 手軽に超純水を使いたい
- 研究室が手狭
- 一日の使用量は少量
- 分析用水を購入している

おすすめオプション

シンクラック Q-Rack、安心キット、
消耗品スマートバスケットもお得！

裏面をご覧ください





3つの
おすすめ
オプション

ご注文締切：2024年3月22日(金)



1 + 省スペース + 漏水対策 シンクラック

設置場所にお困りの方に最適。伸縮式で、ほとんどのシンクに設置可能。スペースの有効活用ができます。

シンクラック (伸縮式) Q-Rack 400

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥130,000	¥99,000

* 幅 300 × 奥行 400 ~ 543 (ラック部 394) × 高 42 mm、耐荷重：50 kg

2 + 漏水対策 安心キット



天災や万が一の故障などによる、装置の漏水被害を最小限に抑えます。

漏水検知器

水を感じると水道との接続部に設置した電磁弁を閉めます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥90,700	¥52,200

ドレインパン

装置の受け皿として、漏水の拡大を防ぎます。

希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
¥71,200	¥55,000

* 寸法：幅 375 × 奥行 515 × 高 20 mm

3 + お得 消耗品スマートバスケット

装置の性能を維持するために、消耗品交換が重要です。単品購入よりもお得な消耗品スマートバスケットをさらにお得にご提供!

- 次回交換分をセットに
- Direct-Q® UV 3/Simplicity™ UV は消耗品交換が楽
- 交換忘れ、買い忘れ防止

装置名	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
Direct-Q® UV 3	LCSMDRQ3V*	¥117,000	¥81,000
Simplicity™ UV	LCSMSPLV0V**	¥92,800	¥65,000

* 構成品：SmartPak® DQ3、Millipak™ Express 20、185 nm UV ランプ

** 構成品：SimpliPak®, SimFilter、185 nm UV ランプ

● 本キャンペーンでは消耗品スマートバスケット・シンクラック・ドレインパン・漏水検知器のみの販売はしておりません。装置と同時のご注文に限りです。

水道水から供給する場合

水道水直結型 超純水製造装置 Direct-Q® UV 3



純水から供給する場合

キャリータンク給水型 超純水製造装置 Simplicity™ UV




価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
	本体一式 + 初期消耗品：¥776,600	¥399,000	本体一式 + 初期消耗品：¥493,500	¥315,000
特長 / こんな方に おすすめ	<ul style="list-style-type: none"> ● 水道水から超純水を Direct-Q® 1 台で精製 ● 超純水、JIS K 0557 A4 水、純水、蒸留水グレード水を 1 台で精製 ● 分析用水を購入している ● 超純水使用量が 1 日 10 L 以下 		<ul style="list-style-type: none"> ● 純水から超純水を精製 ● タンク脱着式で純水を簡単給水 ● 研究室に水道水がない ● 超純水をタンクに貯めて使用している ● 超純水使用量が 1 日 5 L 以下 	
タンク	内蔵タンク：4.5 L		装置脱着式：2 L	
寸法	幅 290 × 奥行 420 × 高 540 mm		幅 290 × 奥行 360 × 高 510 mm	
仕様詳細	https://bit.ly/Direct-Q2023		https://bit.ly/simplicity2023	

販売店の皆様へ：本キャンペーンは Web 仕様登録フォームでの登録が必須となります。登録の際には、ユーザー様のメールアドレスが必須となります。なお、ご注文は装置注文専用 Web サイト (<https://mitsumori.scm-bio.com/>) よりお願いします。



水銀使用製品に該当する UV ランプを含みます。UV ランプの廃棄は該当する法令や自治体の指示に従ってください。



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式 SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は2023年9月時点での希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2023年9月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2023 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/LW

装置ご検討など営業的なお問い合わせ：lwjpcase@merckgroup.com Tel: 03-4531-3939

修理メンテナンス関連のお問い合わせ：1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139