



NanoDropシリーズ関連製品 ディスカウントキャンペーン

NanoDrop One/One^c 微量分光光度計/Varioskan LUXマルチモード
マイクロプレートリーダー/Multiskan SkyHigh吸光マイクロプレートリーダー/
Multiskan FC吸光マイクロプレートリーダー/Wellwashマイクロプレートウォッシャー/
GENESYSシリーズ分光光度計

キャンペーン期間

2023年 10月2日 (月) ~ 2024年 2月16日 (金)

※一部、終了時期が異なるキャンペーンがございます。

Thermo Scientific™ NanoDrop™ One 微量分光光度計

サンプル中の不純物を検出できる Acclaro (アクラロ) サンプルインテリジェンス テクノロジーを搭載

NanoDrop微量分光光度計は、世界で初めてわずか1 µLでの濃度測定を可能とした機器であり、世界中の研究者がその性能に信頼を寄せています。サンプル測定が無駄を排除し、数秒で正確な結果を提供することにより、核酸やタンパク質サンプルの分析手法を一新しました。独自のサンプル保持システム (特許取得済み) は、希釈やキュベットを必要とせず、高い濃度のサンプルでも希釈することなく直接測定が可能です。高度に磨かれたサンプル台座は疎水加工のステンレス製で、拭き取るだけで次の測定が可能です。

- アームを下ろすだけで自動で測定開始
- エルゴノミックデザイン: タッチスクリーンインターフェースを備えたスタンドアローン設計
- 誰でもミスのない正確な定量: Thermo Scientific™ Acclaro™ インテリジェンステクノロジーにより、サンプル中のコンタミネーション (フェノールやグアニジウム塩など) を自動検出し、自動補正
- 正確性・再現性の向上: 内蔵カメラがサンプル中の気泡の影響による定量誤差を検出しアラート
- dsDNAサンプル中のRNA、RNAサンプル中のdsDNAも検出



製品には以下が付属しています。

- PV-1標準液 (性能テスト用)
- PR-1リコンディショニングキット (サンプル台座メンテナンス用)



Thermo Scientific™ NanoDrop™ One PC Control Softwareを使用すれば、測定プログラムのPC制御やPCへのデータ保存などが行えます!



キャンペーン価格

NanoDrop One微量分光光度計

2年保証

179.5万円

→ **139万円**

3年保証

188.5万円

→ **145.5万円**

NanoDrop One[®] 微量分光光度計 キュベット測定対応モデル

2年保証

210万円

→ **159.8万円**

3年保証

220.5万円

→ **167.3万円**

キャンペーン期間

2023年 10月2日 (月) ~ 2024年 2月16日 (金)

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus 微量分光光度計

いつでもどこでもすぐ測定
2台目にもピッタリ!

- 小型設計かつ使用しやすいタッチスクリーン
- NanoDrop微量分光光度計の卓越した精度と再現性はそのままに、パーソナル化したモデル
- 230 nm、260 nm、280 nmの吸光度を測定し、260 nm/280 nm、260 nm/230 nmの吸光度比から核酸の純度を推定
- 本体に簡単にセットできるプリンターモジュール (プリンターロール紙はNanoDrop Liteと共通)
- データのUSBエクスポート




キャンペーン価格

NanoDrop Lite Plus微量分光光度計 プリンターモジュール無

1年保証 98万円 → **78.4万円**
2年保証 103.5万円 → **82.8万円**

NanoDrop Lite Plus微量分光光度計 プリンターモジュール付

1年保証 112万円 → **89.6万円**
2年保証 117.5万円 → **94万円**



キャンペーン期間

2023年 10月2日 (月) ~ 2024年 2月16日 (金)

Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight 微量分光光度計

多検体の核酸やタンパク質を迅速に測定
微量測定をハイスループット化

- 8チャンネルのマルチチャンネルピペットを使用して、1 μLのサンプルを8つ同時に測定
- 8サンプルをわずか約20秒で測定
- イルミネーション機能がプレートの測定ポジションをサポート
- 1サンプルでも測定可能
- Acclaroテクノロジーにより、NanoDrop One微量分光光度計と同様にDNA/RNA中のコンタミネーションを検出
- 左利きの方にも使用しやすくピペットガイドの位置を変更可能



希望小売価格

NanoDrop Eight微量分光光度計

380万円

本製品はキャンペーン対象外になります。

Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX マルチモードマイクロプレートリーダー

高性能、ユーザーフレンドリーなインターフェース

- 上下蛍光・吸光・発光測定などに対応可能（モデルによって異なる。後から機能拡張可能）
- モノクロメーターによる分光で波長選択が自由に可能
- 自動ダイナミックレンジ選択機能で一度で最適な測定が可能
- カルシウムアッセイ、細胞毒性試験、抗酸化能測定などさまざまなアプリケーションに対応
- ライセンスフリーで日本語対応のThermo Scientific™ SkanIt™ソフトウェアが無償で付属
- インキュベーター・シェイキング機能標準搭載
- ディスペンサーは最大2台まで増設可能

※本体の操作には、別途コンピューターが必要です。以下のマイクロプレートリーダー制御ソフトウェアSkanIt用ノートPCをご用意しています。詳しくは、弊社営業担当もしくは販売代理店までお問い合わせください。

製品名	製品番号	希望小売価格
SkanItソフトウェア用制御 PC Office 無*	A49095JP	¥250,000
SkanItソフトウェア用制御 PC Office 付*	A49096JP	¥350,000

* Microsoft™ Office

※その他のモデルについてもぜひお問い合わせください。

Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh 吸光マイクロプレートリーダー

タッチスクリーンで直感操作が可能

- 核酸・タンパク質定量やELISA測定が簡単に実施可能
- 200~1,000 nmの範囲で任意の波長を選択可能
- インキュベーター・シェイキング機能標準搭載
- PCでの詳細な測定・解析も可能（ライセンスフリーで台数制限なくPCにインストール可能なSkanItソフトウェアが無償で含まれる）
- Thermo Scientific™ μDrop™ Duo Plateで、最少 2 μLのサンプルを32サンプル一度に測定可能（オプション）
- 測定データを Thermo Fisher™ Connect PlatformやMicrosoft™ OneDrive™にアップロードでき、データの持ち運びが不要



キャンペーン価格

上方下方蛍光 吸光モデル

1年保証 565万円 → **339万円**
2年保証 603.4万円 → **362万円**

上方下方蛍光 吸光 発光モデル

1年保証 640万円 → **384万円**
2年保証 678.4万円 → **407万円**

上方下方蛍光 吸光 発光モデル ディスペンサー1台付

1年保証 760万円 → **456万円**
2年保証 798.4万円 → **479万円**



Connect

キャンペーン価格

Multiskan SkyHigh T

吸光マイクロプレートリーダー（タッチスクリーン付）

1年保証 181万円 → **135.8万円**
2年保証 199.3万円 → **149.5万円**

Multiskan SkyHigh TC

吸光マイクロプレートリーダー

（タッチスクリーン、キュベットポート付）

1年保証 192万円 → **144万円**
2年保証 210.3万円 → **157.7万円**

Multiskan SkyHigh TCD

吸光マイクロプレートリーダー

（タッチスクリーン、キュベットポート、μDrop Duo Plate 付）

1年保証 218万円 → **163.5万円**
2年保証 236.3万円 → **177.2万円**

Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 吸光マイクロプレートリーダー

本体だけで簡単操作

- 340～850 nmをカバーするフィルター方式
- ELISAやタンパク質定量に
- 標準で405、450、620 nmのフィルターを搭載
(最大8枚までフィルターを追加・変更可能)
- 本体内蔵ソフトウェア(日本語対応)で本体だけでも測定可能
- ライセンスフリーの制御解析用SkanItソフトウェアが無償で付属



キャンペーン価格

Multiskan FC ベーシック 吸光マイクロプレートリーダー

1年保証

88万円 → **61.6万円**

2年保証

104.3万円

→ **73万円**

Thermo Scientific™ Wellwash™ マイクロプレートウォッシャー

小回りがきき、操作が簡単

- 8連または12連(オプション)タイプのマイクロプレートウォッシャー
- 小回りのきく設定で、ELISAの洗浄工程を自動で実行
- 日本語対応のカラー液晶で簡単操作
- 非加圧式のポンプで専用の洗浄ボトル以外も使用可能
- ウェル残液量を抑えてバックグラウンドを低減



キャンペーン価格

Wellwash マイクロプレートウォッシャー

1年保証

69万円 → **48.3万円**

2年保証

87.3万円

→ **61.1万円**

キャンペーン期間

2023年 10月2日(月) ～ 2024年 2月16日(金)

Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex 核酸・タンパク質・細胞自動抽出・精製装置

- 一度に96または24サンプルを精製
- タッチスクリーンでプロトコルの作成・編集も可能
- サンプルの状態を適切に保つために加熱・冷却制御可能
- 2本のUVランプで庫内全体を滅菌



希望小売価格

KingFisher Apex核酸・タンパク質・ 細胞自動抽出・精製装置

860万円

本製品はキャンペーン対象外になります。

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/kingfisherapex

Thermo Scientific™ GENESYS™シリーズ分光光度計

シリーズ共通の特長

- 高精細なカラーディスプレイ搭載、シンプルで直感的な操作性
- いつもの測定をすぐに開始できる、SmartStart™機能を搭載
- 日本語対応のマルチランゲージソフトウェア
- USBエクスポート対応



キャンペーン期間

2023年 10月2日 (月) ~ 2024年 3月29日 (金)

Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 可視分光光度計

- 波長範囲: 325~1,100 nm
- シングルビーム光学系
- シンプルなボタン操作



キャンペーン価格

GENESYS 30 可視分光光度計

48万円 → **38.4万円**

Thermo Scientific™ GENESYS™ 40 / GENESYS™ 50 分光光度計

- 波長範囲: GENESYS 40 325~1,100 nm
GENESYS 50 190~1,100 nm
- デュアルビーム光学系
- 直感的なタッチパネル操作



キャンペーン価格

GENESYS 40 可視分光光度計

72万円 → **57.6万円**

GENESYS 50 紫外可視分光光度計

100万円 → **80万円**

GENESYS シリーズ オプション

スナップオンプリンター (GENESYS シリーズ共通)

希望小売価格: 9.2万円



感熱紙1ロール付属
貼ったり剥がしたりが可能な付箋
タイプのセルフスティックプリン
ターペーパーも選択可能

感熱紙プリンターロールペーパー 10ロール

希望小売価格: 0.95万円

セルフスティックプリンターペーパー 10ロール

希望小売価格: 1.8万円



試験管ホルダー

(GENESYS 30/40/50 用)

希望小売価格: 3.6万円

直径12~25 mmの試験管に対応

Thermo Scientific™ BioMate™ 160 紫外可視分光光度計

- 波長範囲:190~1,100 nm
- デュアルビーム光学系
- 核酸定量プログラム、タンパク質比色定量モードなどのライフサイエンスソフトウェアを搭載
- 直感的なタッチパネル操作



キャンペーン価格

Biomate 160 紫外可視分光光度計

116万円 → **92.8万円**

Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 紫外可視分光光度計

- 波長範囲:190~1,100 nm
- ダブルビーム光学系
- シングルセルホルダーと8セルチェンジャーを標準装備
- 直感的なタッチパネル操作



キャンペーン価格

Biomate 180 紫外可視分光光度計

125万円 → **100万円**


	GENESYS 30	GENESYS 40	GENESYS 50	BioMate 160	GENESYS 180
紫外・可視	可視	可視	紫外・可視	紫外・可視	紫外・可視
光学系	シングルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	ダブルビーム
波長範囲	325~1,100 nm	325~1,100 nm	190~1,100 nm	190~1,100 nm	190~1,100 nm
ディスプレイ	角度固定、カラー	角度固定、カラー	角度固定、カラー	角度可変、カラー	角度可変、カラー
	800 × 480 pixels	800 × 1,280 pixels	800 × 1,280 pixels	800 × 1,280 pixels	800 × 1,280 pixels
光源	タングステン ハロゲンランプ	タングステン ハロゲンランプ	キセノンフラッシュ ランプ	キセノンフラッシュ ランプ	キセノンフラッシュ ランプ
ライフサイエンス ソフトウェア	—	—	—	搭載	搭載
操作	キーパッド	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル



**8セルチェンジャー (GENESYS
140/150/180/Biomate 160 用)**

希望小売価格:4.6万円


多サンプルや検量線を一度に測定可能



**長光路セルホルダー
(GENESYS 30/40/50 用)**

希望小売価格:3.2万円

光路長20~100 mmのキュベットに対応



**長光路セルホルダー (GENESYS
140/150/180/Biomate 160 用)**

希望小売価格:3.6万円

光路長10~100 mmのキュベットに対応

※その他、シッパーオプション、ペルチェ温調、キュベット (セル) などの豊富なオプションラインアップがございます。お気軽にお問い合わせください。

本ページ掲載製品のお問い合わせはこちら

TEL :0120-753-670 Analyze.jp@thermofisher.com

Ordering information

製品名	製品番号	希望小売 価格	キャンペーン 価格
NanoDrop One微量分光光度計 (2年保証)	ND-ONE-W-CP23	¥1,795,000	¥1,390,000
NanoDrop One微量分光光度計 (3年保証)	ND-ONE-W-S3-CP23	¥1,885,000	¥1,455,000
NanoDrop One ^c 微量分光光度計 (2年保証)	ND-ONEC-W-CP23	¥2,100,000	¥1,598,000
NanoDrop One ^c 微量分光光度計 (3年保証)	ND-ONEC-W-S3-CP23	¥2,205,000	¥1,673,000
NanoDrop Lite Plus微量分光光度計 (プリンターモジュール無) (1年保証)	NDLPLUSGL-CP23	¥980,000	¥784,000
NanoDrop Lite Plus微量分光光度計 (プリンターモジュール無) (2年保証)	NDLPLUSGL-S2-CP23	¥1,035,000	¥828,000
NanoDrop Lite Plus微量分光光度計 (プリンターモジュール付) (1年保証)	NDLPLUSPRGL-CP23	¥1,120,000	¥896,000
NanoDrop Lite Plus微量分光光度計 (プリンターモジュール付) (2年保証)	NDLPLUSPRGL-S2-CP23	¥1,175,000	¥940,000
NanoDrop Eight微量分光光度計 (1年保証)	NDE-GL	¥3,800,000	—
Varioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダー			
上方下方蛍光 吸光モデル (1年保証)	VLB000D0-CP23	¥5,650,000	¥3,390,000
上方下方蛍光 吸光モデル (2年保証)	VLB000D0-S2-CP23	¥6,034,000	¥3,620,000
上方下方蛍光 吸光 発光モデル (1年保証)	VLBL00D0-CP23	¥6,400,000	¥3,840,000
上方下方蛍光 吸光 発光モデル (2年保証)	VLBL00D0-S2-CP23	¥6,784,000	¥4,070,000
上方下方蛍光 吸光 発光モデル ディスペンサー1台付 (1年保証)	VLBL00D1-CP23	¥7,600,000	¥4,560,000
上方下方蛍光 吸光 発光モデル ディスペンサー1台付 (2年保証)	VLBL00D1-S2-CP23	¥7,984,000	¥4,790,000
Multiskan SkyHigh T吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン付) (1年保証) *	A51119600C-CP23	¥1,810,000	¥1,358,000
Multiskan SkyHigh T吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン付) (2年保証) *	A51119600C-S2-CP23	¥1,993,000	¥1,495,000
Multiskan SkyHigh TC吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン、キュベットポート付) (1年保証) *	A51119700C-CP23	¥1,920,000	¥1,440,000
Multiskan SkyHigh TC吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン、キュベットポート付) (2年保証) *	A51119700C-S2-CP23	¥2,103,000	¥1,577,000
Multiskan SkyHigh TCD吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン、キュベットポート、μDrop Duo Plate 付) (1年保証) *	A51119700DPC-CP23	¥2,180,000	¥1,635,000
Multiskan SkyHigh TCD吸光マイクロプレートリーダー (タッチスクリーン、キュベットポート、μDrop Duo Plate 付) (2年保証) *	A51119700DPC-S2-CP23	¥2,363,000	¥1,772,000
Multiskan FCベーシック 吸光マイクロプレートリーダー (1年保証) *	51119000-CP23	¥880,000	¥616,000
Multiskan FCベーシック 吸光マイクロプレートリーダー (2年保証) *	51119000-S2-CP23	¥1,043,000	¥730,000
Wellwashマイクロプレートウォッシャー (1年保証)	5165000-CP23	¥690,000	¥483,000
Wellwashマイクロプレートウォッシャー (2年保証)	5165000-S2-CP23	¥873,000	¥611,000
KingFisher Apex 96 Combiヘッド含む (1年保証)	5400920	¥8,600,000	—
KingFisher Apex 24 Combiヘッド含む (1年保証)	5400940	¥8,600,000	—
KingFisher Apex 96 DWプレートヘッド ヒートブロック含む (1年保証)	5400930	¥8,600,000	—
KingFisher Apex 96 PCRヘッド ヒートブロック含む (1年保証)	5400910	¥8,600,000	—
GENESYS 30 可視分光光度計	840-277000	¥480,000	¥384,000
GENESYS 40 可視分光光度計	840-297000	¥720,000	¥576,000
GENESYS 50 可視分光光度計	840-298000	¥1,000,000	¥800,000
Biomate 160 紫外可視分光光度計	840-301000	¥1,160,000	¥928,000
GENESYS 180 紫外可視分光光度計	840-309000	¥1,250,000	¥1,000,000

* 本製品はユーザーインストール製品です。セットアップ、取扱方法を説明した動画マニュアルをご用意しております。

研究用におのみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Microsoft and OneDrive are trademarks of Microsoft Corporation.

記載の価格は2023年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc **UV044-A23090B**

**サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社**

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com