

InstantBlue®ゲル染色試薬

25% off キャンペーン

15分でポリアクリルアミドゲル内のタンパク質を高感度に染色できるInstantBlue®が今なら25%オフの15,000円(税別・希望小売価格)でお買い上げいただけます。

15分でゲル内タンパク質をCBB染色

- 簡単に使える：Ready to Use で1ステップ
固定・脱色・電子レンジ処理等は不要
- 高感度に検出：5 ng 相当量のバンドまで検出可能
(オーバーナイト染色時)
- 安全な組成：メタノール、酢酸を含みません

他のCBB染色との比較

	アブカム社 InstantBlue®	他社製品 A	他社製品 B	自家調製の CBB染色剤
時間	15分	3時間	1時間	1時間以上
検出感度	5 ng	3 ng	8 ng	—
固定処理	×	×	○	○
脱色処理	×	○	○	○
洗浄ステップ	×	○	○	○
電子レンジによる追加処理	×	○	×	×
毒性や刺激性の廃液処理	×	×	○	○

対象製品

InstantBlue®ゲル染色試薬

キャンペーン期間

2023年10月16日から
2023年12月25日まで

お申込方法

ご注文の際、販売店様にキャンペーン・コード「IBx34」、施設名、部署名、氏名をお伝えください。


注意事項

本キャンペーンはアブカムの他の割引との併用はできません。


キャンペーンについて



販売店・取扱店



ゲルを取り出す



染色



15分間インキュベート



終了

わずか15分で染色終了！

progress happens together
abcam

アブカム株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-2-1
Tel : 03-6231-0940 Fax : 03-6231-0941
E-mail: orders@abcam.co.jp

Copyright © 2023 Abcam, 無断転用禁止