



T細胞培養セットキャンペーン

T細胞用培地・刺激剤・サイトカインを **20% OFF**にて提供いたします。

さらに3点をセットで購入いただくと **30% OFF!** 是非この機会にミルテニーのT細胞培養フローをお試しください

T細胞用培地 TexMACS™

TexMACS培地はT細胞（制御性T細胞含む）の拡大培養専用開発された無血清培地です。動物由来成分を含まず、再現性の高い培養をご提供します。



オーダー番号	製品名	容量	希望納入価格	キャンペーン価格
130-097-196	TexMACS Medium	500 mL	¥9,500	▶ ¥7,600

T細胞刺激剤 T Cell TransAct™

T Cell TransAct は、CD3とCD28刺激を介してヒトT細胞を*in vitro*で活性化/拡大培養するための試薬です。可溶性ポリマーナノマトリクスをベースとし、刺激と刺激後の除去の両方を培地交換の1ステップのみで実施できます。

オーダー番号	製品名	容量	希望納入価格	キャンペーン価格
130-128-758	T Cell TransAct™, human	1x2 mL	¥127,200	▶ ¥101,760
130-111-160	T Cell TransAct™, human	2x2 mL	¥220,500	▶ ¥176,400


サイトカイン

プレミアムグレードサイトカインは、Lotごとに正確な生物活性(U/mg)を記した活性保証書が発行可能です*。

再現性の高い細胞培養をお手頃価格で実施いただけます。

※試験研究用試薬

オーダー番号	製品名	容量	希望納入価格	キャンペーン価格
130-097-744	Human IL-2 IS, premium grade	10 µg	¥15,900	▶ ¥12,720
130-097-745	Human IL-2 IS, premium grade	50 µg	¥41,300	▶ ¥33,040
130-095-361	Human IL-7, premium grade	10 µg	¥41,300	▶ ¥33,040
130-095-362	Human IL-7, premium grade	25 µg	¥80,600	▶ ¥64,480
130-095-762	Human IL-15, premium grade	10 µg	¥41,300	▶ ¥33,040
130-095-764	Human IL-15, premium grade	25 µg	¥80,600	▶ ¥64,480



さらに、培地 + 刺激剤 + サイトカインをセットで今だけ**30% OFF!!**

通常価格 ¥219,300※ → **¥153,510**

※TexMACS+ T Cell TransAct(1x2 mL) + Human IL-7(10 µg) + Human IL-15(10 µg)の場合

※セットをご注文の際は **クーポンコード**が必要となります。コードにつきましては弊社担当営業までお問い合わせください

キャンペーン期間：2024年6月28日まで

キャンペーンページ：www.miltenyibiotec.com/JP-en/lp-jp/t-cell-culture-campaign.html



ミルテニーバイオテックはT細胞研究をトータルでサポートします



細胞に優しい磁気細胞分離ビーズ


サンプルの種類（細胞懸濁液・全血・アフエーシス産物など）に対応した磁器分離ビーズを取り揃えています。初めての方には、磁器分離に必要な一式がそろったStarting Kitもございます。詳しくはお問合せください。



オーダー番号	製品名	サイズ	希望納入価格
130-045-101	CD4 MicroBeads, human	for 1×10^9 total cells	¥116,600
130-045-201	CD8 MicroBeads, human	for 1×10^9 total cells	¥116,600
130-096-535	Pan T Cell Isolation Kit	for 1×10^9 total cells	¥158,000
130-090-877	StraightFrom® Whole Blood CD4 MicroBeads, human	for 40 mL whole blood	¥148,400
130-090-878	StraightFrom® Whole Blood CD8 MicroBeads, human	for 40 mL whole blood	¥148,400

使いやすい細胞解析ツール

細胞サンプルを混ぜるだけで免疫細胞の染色が可能なStain Express™シリーズ、サイトカイン産生細胞を特異的に検出するCytokine Secretion Assay Kitシリーズなどユニークかつ使いやすい細胞染色ツールを取り揃えています。



オーダー番号	製品名	サイズ	希望納入価格
130-127-637	StainExpress Immune Cell Composition Cocktail, human	for 24 test	¥169,600
130-045-201	StainExpress CAR T Transduction Cocktail, human	for 24 test	¥116,600
130-054-202	IFN- γ Secretion Assay - Detection Kit (PE), human	for 100 tests	¥114,500