

クールインキュベーター・分光光度計キャンペーン

キャンペーン期間: 2024年6月1日~2024年10月31日まで

15%
OFF

クールインキュベーターCN-25C



ペルチェ素子を使い1°C刻みで温度設定可能な理化学用途に最適なインキュベーターです。

内容積25L 設定温度3から45°C(1°C刻み)

[仕様]

温度設定: 3~45°C(1°C刻み)

庫内寸法: 265X260X360mm

外形寸法: 345X445X477mm

冷却化加温装置: ペルチェ素子モジュール

内容積: 25L(90mmφシャーレ100枚収納)

重量: 12Kg

消費電力: 98W

付属品: 棚板1枚(3分割タイプ)



カタログNo.	品名	価格	キャンペーン価格
CN-25C	クールインキュベーター CN-25C	¥124,000	¥105,400

クールインキュベーターCN-40A



ペルチェ素子を使い1°C刻みで温度設定可能な理化学用途に最適な大容量インキュベーターです。

内容積41L 設定温度3から45°C(1°C刻み)、最大9ステップのプログラム運転が可能!

[仕様]

温度設定: 3~45°C(1°C刻み)

庫内寸法: 360X276X420mm

外形寸法: 450X445X477mm

冷却化加温装置: ペルチェ素子モジュール

内容積: 41L(内扉内37L 内扉は取り外し可
90mmφシャーレ140枚以上収納)

重量: 18Kg

消費電力: 98W

付属品: 棚2枚、鍵2ヶ



カタログNo.	品名	価格	キャンペーン価格
CN-40A	クールインキュベーター CN-40A	¥254,000	¥215,940

小型低温恒温器 SLA-25A



ペルチェ素子を使い1°C刻みで温度設定可能な高精度な小型恒温器です。

内容積25L 設定温度3から65°C(1°C刻み)

[仕様]

温度設定: 3~65°C(1°C刻み)

庫内寸法: 265X260X360mm

外形寸法: 345X445X477mm

冷却化加温装置: ペルチェ素子モジュール

内容積: 25L(90mmφシャーレ100枚収納)

重量: 13Kg

消費電力: 98W

付属品: ステンレス棚1枚

オプション: ドア施錠セット、透明内棚、
ステンレス製内棚

キャップを外して電源コードを外に出せます。




* 上記3機種 送料無料

カタログNo.	品名	価格	キャンペーン価格
SLA-25A	小型低温恒温器 SLA-25A	¥147,000	¥124,950



GENESYS 30



GENESYS 40
GENESYS 50



GENESYS 140 GENESYS 150
GENESYS 180 Biomate 160

- 直感的で簡単操作の大型タッチパネルを採用(GENESYS30以外)
- サンプル交換時にアクセスし易い大型のコンパートメント
- ウォームアップ不要(GENESYS50、150、180、Biomate160)
- NanoDrop Oneと同様の核酸・タンパク質アプリを搭載(Biomate160、GENESYS180)
- USBエクスポート可能
- 日本語ソフトウェア(マルチランゲージ)搭載



大きなサンプルコンパートメントは、
サンプルのハンドリングが容易です。



オプションで内蔵プリンターが搭載可能



GGENESYS180は自動8セルチェンジャー標準搭載

モデル	GENESYS 30	GENESYS 40	GENESYS 140	GENESYS 50	GENESYS 150	GENESYS 180	Biomate160
紫外・可視	可視	可視	可視	紫外・可視	紫外・可視	紫外・可視	紫外・可視
光学系	シングルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	ダブルビーム	デュアルビーム
波長範囲	325~1,100nm	325~1,100nm	325~1,100nm	190~1,100nm	190~1,100nm	190~1,100nm	190~1,100nm
ディスプレイ	角度固定、カラー 800X480pixels	角度固定、カラー 800X1,280pixels	角度可変、カラー 800X1,280pixels	角度固定、カラー 800X1,280pixels	角度可変、カラー 800X1,280pixels	角度可変、カラー 800X1,280pixels	角度可変、カラー 800X1,280pixels
光源	タングステン ハロゲンランプ	タングステン ハロゲンランプ	タングステン ハロゲンランプ	キセノン フラッシュランプ	キセノン フラッシュランプ	キセノン フラッシュランプ	キセノン フラッシュランプ
ライフサイエンス ソフトウェア	-	-	-	-	-	搭載	搭載
操作	キーパッド	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル

カタログNo.	品名	仕様	価格	キャンペーン価格
840-277000	GENESYS 30(可視分光光度計)	シングルビーム、5inchディスプレイ	¥480,000	¥384,000
840-297000	GENESYS 40(可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル	¥720,000	¥576,000
840-298000	GENESYS 50(紫外可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル	¥1,000,000	¥800,000
840-308000	GENESYS 140(可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル	¥780,000	¥624,000
840-300000	GENESYS 150(紫外可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル	¥1,060,000	¥848,000
840-309000	GENESYS 180(紫外可視分光光度計)	ダブルビーム、7inchタッチパネル	¥1,250,000	¥1,000,000
840-301000	Biomate 160(紫外可視分光光度計)	デュアルビーム、7inchタッチパネル	¥1,160,000	¥928,000

* 高品質石英キュベット(製品番号:268-808900 希望小売価格:35,000円)を1つプレゼント