

NEST社期間限定 NESTフレンズキャンペーン!!!

特典1 対象商品の中から組み合わせ自由で合計3箱以上ご購入いただくと、35%プライスダウン※1(応募例)





特典2 必要在庫数の確保※2

キャンペーン期間

2024年4月1日～2024年8月30日まで

先着
100名!

NEST[®] ティッシュカルチャー製品



【応募方法】

下記 GoogleフォームもしくはQRコードよりご応募下さい。

<https://forms.gle/Lfm6SiY41jnV2a2M9>

※対象商品については2ページ目をご参照ください。

※応募数が規定に達しましたら、終了とさせていただきます。



↑ 応募フォーム



↑ 細胞培養カタログ
詳細ページ

キャンペーン対象商品

下記対象商品の中から組み合わせ自由に合計3箱以上を選んで頂き、表面下部記載のGoogleフォームからご応募ください。

※1の応募例をご参考にしてください。

●バキュームフィルトレーションシステム

カタログ No.	メンブレン直径 (mm)	容量 (mL)	ポアサイズ (μm)	寸法 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン価格
WNB347001	φ 50	50	0.22	φ 86 × 191	12 個 (1 個個装 × 12 パック)	¥11,100	¥7,200
WNB346001	φ 50	150	0.22	φ 89 × 150	12 個 (1 個個装 × 12 パック)	¥10,400	¥6,750
WNB342001	φ 50	250	0.22	φ 88 × 197	12 個 (1 個個装 × 12 パック)	¥12,000	¥7,800
WNB343001	φ 89	500	0.22	φ 125 × 246	12 個 (1 個個装 × 12 パック)	¥14,000	¥9,100
WNB344001	φ 89	1000	0.22	φ 125 × 323	12 個 (1 個個装 × 12 パック)	¥22,000	¥14,300

●細胞培養ディッシュ

カタログ No.	培養面積 (cm ²)	寸法 (mm)	推奨培地量 (mL)	仕様 (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン価格
WNB706001	8.5	φ 33.6 × 12	1.8-2.7	35	500 枚 (20 枚 × 25 パック)	¥14,800	¥9,600
WNB705001	22.9	φ 55.2 × 15	4.2-6.3	60	500 枚 (20 枚 × 25 パック)	¥16,900	¥10,950
WNB704002	57.6	φ 87.2 × 20	11-16.5	100	300 枚 (10 枚 × 30 パック)	¥18,900	¥12,250
WNB715001	150.1	φ 139.9 × 25	30.4-45.6	150	100 枚 (5 枚 × 20 パック)	¥18,900	¥12,250

●プラスチックピペット

カタログ No.	容量 (mL)	全長 (mm)	マイナス目盛 (mL)	包装形態	包装	希望販売価格	キャンペーン価格
WNB324001	1	φ 5 × 277	-0.4	プラスチック / 紙	500 本 (1 本個装 × 500 パック)	¥10,300	¥6,650
WNB325001	2	φ 6.2 × 277	-0.8	プラスチック / 紙	400 本 (1 本個装 × 400 パック)	¥9,500	¥6,150
WNB326001	5	φ 8 × 338	-2	プラスチック / 紙	200 本 (1 本個装 × 200 パック)	¥5,900	¥3,800
WNB327001	10	φ 9.8 × 342	-2	プラスチック / 紙	200 本 (1 本個装 × 200 パック)	¥7,000	¥4,550
WNB328001	25	φ 15.1 × 314	-7	プラスチック / 紙	200 本 (1 本個装 × 200 パック)	¥12,300	¥7,950
WNB329001	50	φ 17.7 × 367	-7	プラスチック / 紙	100 本 (1 本個装 × 100 パック)	¥10,200	¥6,600

●細胞培養プレート

カタログ No.	ウェル数	推奨容量 (ml)	培養面積 (mm ²)	ウェル内寸 (mm)	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン価格
WNB703001	6	1.9-2.9	950	φ 35.5 × 17.5	平底 クリア	50 枚 (1 枚個装 × 50 パック)	¥10,800	¥7,000
WNB712001	12	0.76-1.14	360	φ 22 × 17	平底 クリア	50 枚 (1 枚個装 × 50 パック)	¥11,600	¥7,500
WNB702001	24	0.38-0.57	190	φ 16.3 × 17.5	平底 クリア	50 枚 (1 枚個装 × 50 パック)	¥11,500	¥7,450
WNB748001	48	0.19-0.285	88	φ 11.3 × 17.3	平底 クリア	50 枚 (1 枚個装 × 50 パック)	¥11,800	¥7,650
WNB701001	96	0.1-0.2	32	φ 6.8 × 10.8	平底 クリア	100 枚 (1 枚個装 × 100 パック)	¥21,800	¥14,150

●細胞培養フラスコ

カタログ No.	容量 (推奨容量: ml)	培養表面面積 (cm ²)	寸法 (L×W×H: mm)	キャップタイプ	包装	希望販売価格	キャンペーン価格
WNB707003	50 (5-7.5)	25	97 × 53 × 25	ベントフィルター	200 個 (10 個 × 20 パック)	¥20,500	¥13,300
WNB708003	250 (15-22.5)	75	160 × 89 × 35	ベントフィルター	100 個 (5 個 × 20 パック)	¥21,000	¥13,650
WNB709003	750 (35-52.5)	175	217 × 120 × 40	ベントフィルター	40 個 (5 個 × 8 パック)	¥15,600	¥10,100
WNB721003	950 (45-67.5)	225	238 × 137 × 46	ベントフィルター	25 個 (5 個 × 5 パック)	¥14,900	¥9,650

●遠心管

カタログ No.	寸法 (mm)	容量 (mL)	形状	色	パッケージ	包装	希望販売価格	キャンペーン価格
WNB601002	φ 17 × 118	15	コニカル	クリア	バルク	500 本 (50 本 × 10 ラック)	¥13,400	¥8,700
WNB602002	φ 27 × 114	50	コニカル	クリア	バルク	500 本 (25 本 × 20 ラック)	¥18,300	¥11,850
WNB601052	φ 17 × 118	15	コニカル	クリア	バルク	500 本 (50 本 × 10 パック)	¥11,500	¥7,450
WNB602052	φ 27 × 114	50	コニカル	クリア	バルク	500 本 (25 本 × 20 パック)	¥18,000	¥11,700
WNB602072	φ 29 × 114	50	自立型	クリア	バルク	500 本 (25 本 × 20 パック)	¥20,700	¥13,450

※1 (応募例) : ディッシュ60mm (WNB705001) × 1箱、プラスチックピペット10ml (WNB327001) × 1箱、遠心管50ml (WNB602002) × 1箱の応募で、通常合計価格¥42,200がキャンペーンにて¥27,350!!

※2 : 特典2の対象は月の使用量が1品目につき、3箱以上

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年4月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店