

国産メーカー

関西2府4県・中四国エリアの
アカデミアの方向け



超純水製造装置 キャンペーン

キャンペーン期間:2025年3月31日受注分まで

35%
DOWN

ピューリックμ

通常 693,000円

(2024年6月時点)

450,000円 (税抜)

更に今回だけ! 特別に!

無償で設置させていただきます!

※給排水等の二次側工事は含みません。詳細はお問合せください。



こんなお悩みありませんか?



発注が煩雑になるので
税込50万円以内で購入したい



消耗品交換が簡単な装置が欲しい



そのお悩み、全て解決できます!



- 1 国産総合水処理メーカー
- 2 カートリッジ純水器
シェアNo.1メーカー (Gボンベ)

※メーカー調べ



アズワン株式会社


4つの POINT

POINT 1 漏水センサー標準搭載

POINT 2 1Lメスシリンダーを立てたまま 採水可能

POINT 3 定量採水可能

POINT 4 純水をタンクに給水可能




教育機関に実績多数!

※発売開始～2022年3月(海外含む)までの販売データです。

使用用途・目的

JIS K0557 A4レベルの水、PCR等のライフサイエンス研究用
無機分析(原子吸光・ICP・IC)、有機分析(HPLC・TOC測定)

超純水製造フロー



■消耗品一覧

	アズワン品番	品名	定価	交換目安
1	65-8735-20	CF-ROカートリッジ	30,000円	1年
2	64-4280-45	エアventフィルター	7,200円	6か月
3	65-8735-21	UVランプ	66,000円	1.5年
4	65-8735-22	DIカートリッジ	28,300円	6か月

■商品仕様

型式:PX-0060μ-X00
比抵抗値:18.2 MΩ
TOC値:5ppb以下
製造速度:3.5L/h
本体サイズ:W290×D428×H598mm
運転質量:約24kg

消耗品の
交換方法は
コチラ!



※ピューリックはオルガノの登録商標または商標です。
※処理水質は供給水の水質による変動するため保証対象ではありません。
※供給水の水質・使用量により消耗品の交換頻度は変動します。
※本キャンペーンは納入先が下記都道府県であることが条件です。
大阪府/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県/兵庫県/
岡山県/広島県/山口県/鳥取県/島根県/
香川県/徳島県/愛媛県/高知県
※水圧条件によっては、減圧レギュレーターが別途必要です

製造元



オルガノ株式会社 関西支店

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町1-6
TEL :06-6193-7605 FAX :06-6384-3166

販売事業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ窓口 カスタマー相談センター
ユーザー様専用:0120-700-875

代理店様用:0120-722-875 (価格・納期は営業まで)

電話受付時間:午前9時～午後5時30分(土・日・祝及び弊社休業日は除く)

※当パンフレット記載の価格には消費税が含まれておりません。※記載の内容は予告なく改定されることがございますので予めご了承ください。



■ご用命は信頼ある代理店へ