

AZENTA
LIFE SCIENCES



ラボ用消耗品・機器キャンペーン

キャンペーン期間：2024年7月1日～9月30日

CAMPAIGN
1

大特価! 1枚 **256円~**

PCR・qPCRプレート & 専用シール
ディスクカウントキャンペーン



CAMPAIGN
2

3点セット **最大約34%OFF**

オートメーションセット
シーラー+ピーラー+専用消耗品
セット割キャンペーン



CAMPAIGN
3

セット購入で **24%OFF!**

サンプル管理便利セット
キャッパー・デキャッパー+2Dラックリーダー
セット割キャンペーン






PCR・qPCRプレート & 専用シール ディスカウントキャンペーン



FRAMEstar®

ポリカーボネート製の「熱に強く歪まないフレーム」と
ポリプロピレン製の「肉薄なウェル」を組み合わせで成型しています。

FrameStar® is trademark of Azena US, Inc. Azena US, Inc. recognizes that designated trademarks and brands are the property of their respective owners.




0.1 mL / 96 well PCRプレート <Bio-Rad Style>

適合機種

- サーマルサイクラー：C1000 Touch、S1000*
- qPCR装置：CFX96 Touch、CFX96 Touch Deep Well、CFX connect™、CFX Opus、CFX Duet*

Cat.No.	ウェル色	入数	キャンペーン価格(税抜)	
4ti-0960/C	クリア	50枚	¥75,100 →	¥24,800 ¥496




0.1 mL / 96 well PCRプレート <セミスカート / ABI® FastPlate Style>

適合機種

- サーマルサイクラー：Verity FAST**
- qPCR装置：StepOne Plus™、7500/7900 FAST、QuantStudio™ シリーズ (0.1 mLブロック)**

Cat.No.	ウェル色	入数	キャンペーン価格(税抜)	
4ti-0912	フロスト	50枚	¥48,800 →	¥24,800 ¥496




0.2 mL / 96 well PCRプレート <セミスカート / ABI® Style>

適合機種

- サーマルサイクラー：C1000 Touch、iCycler™、MyCycler™、T100™、S1000*
MiniAMP、MiniAMP Plus、SimpliAmp™、2700/2720/9600/9700**
- qPCR装置：MyiQ™、iCycler™ IQ™/IQ 4/IQ 5*
QuantStudio™ シリーズ (0.2 mLブロック)**

Cat.No.	ウェル色	入数	キャンペーン価格(税抜)	
4ti-0770/C	クリア	50枚	¥45,500 →	¥24,800 ¥496




0.2 mL / 96 well PCRプレート <セミスカート / PP製>

適合機種

- サーマルサイクラー：C1000 Touch、iCycler™、MyCycler™、T100™、S1000*
MiniAMP、MiniAMP Plus、SimpliAmp™、2700/2720/9600/9700**
- qPCR装置：MyiQ™、iCycler™ IQ™/IQ 4/IQ 5*
7000、7300、7500、7700、7900 HT、QuantStudio™ シリーズ (0.2 mLブロック)**

Cat.No.	ウェル色	入数	キャンペーン価格(税抜)	
4ti-0760	クリア	50枚	¥25,300 →	¥12,800 ¥256



PCR用シールもご一緒にいかがですか？

アドヒシブ PCR シール (粘着)

アプリケーション

- PCR
- 試料保存等、幅広い用途で使用可能

Cat.No.	色	サイズ	入数	キャンペーン価格(税抜)	
4ti-0500	クリア	135×80 mm	100枚	¥37,500 →	¥15,800 ¥158

* Bio-Rad Laboratories社
** Thermo Fisher Scientific社



シーラー+ピーラー+専用消耗品 セット割キャンペーン



①シーラー、②ピーラー、③専用消耗品の3点を同時にご購入いただくと
セット割価格でお得!

1

オートヒートシーラー (旧 a4S)

Cat.No. 4ti-0665

通常価格 (税抜) **¥4,800,000**

特長

- さまざまなウェル (96, 384, 1536 well等) や多様な形状 (PCR、ディープウェル等) のプレートシールに対応可能
- さまざまなロボットシステムとの連動可能 (ワークステーション、スタッカーなど)
- 用途に応じて豊富なシール材が選択可能
- エアサプ라이ー体型



2

全自動プレートシールピーラー (X Peel)

Cat.No. XP-A_100V

通常価格 (税抜) **¥6,200,000**

特長

- プレートの高さを自動設定
- 1時間当たり最大200枚のシールを剥離
- さまざまなロボットシステムとの連動が可能 (ワークステーション、スタッカーなど)
- 自動化でネックな「シールをはがす」が実現可能に



① と ② セットのご購入で…

合計 ~~¥11,000,000~~



セット割価格 (税抜)

¥7,200,000



機器 (①+②) のみの購入だけでは、
セット割価格適用外となります。

③ 専用消耗品

4製品の中からお1つお選びください。1点目のみキャンペーン対象。2点目以降は、定価でのご案内になります。

Cat.No.		入数		セット割価格 (税抜)
4ti-0520/122	ピール・シール 高い気密性 (シール性) を持ちながら手で簡単にはがせます。	1ロール* (122 m×78 mm)	¥62,000 →	¥31,000
4ti-0535/122	ホイル・シール ニードルなどでピアッシング (貫通) 可能 シールを剥がさないでウェル間でのクロスコンタミを防げます。	1ロール* (122 m×78 mm)	¥62,000 →	¥31,000
4ti-0598/122	ガス透過性ヒートシール Mark 2 (熱溶着用) ガス透過性のあるシール材で、細胞培養の自動化に使用できます。	1ロール* (122 m×78 mm)	¥86,700 →	¥43,350
X-TAPE_2000	リムーバーテープ 1ロールで最大400枚のプレートシールを剥がせます。	5ロール	¥130,000 →	¥84,500

*1ロールで標準的なPCRプレート1,000枚シーリング可能



サンプル管理を便利に!

キャッパー・デキャッパー + 2Dラックリーダー セット割キャンペーン

キャッパー・デキャッパー と 2Dラックリーダーを同時にご購入いただくと
セット割価格でお得!

8ch セミオートハンドルド キャッパー・デキャッパー

Cat.No. 46-9012

通常価格 (税抜) **¥484,000**

特長

- 1台でキャップ、デキャップの両方に使用可能
- 96ウェルフォーマットラックに対応、ポータブルで軽量 (380 g)
- 右利き/左利き兼用の使いやすい設計



Ziath DP5 Mirage 2Dラックリーダー

(Cryoprotection™ + ソフトウェア付き)

Cat.No. DP5-M-STD-80

通常価格 (税抜) **¥1,156,000**

特長

- 最もコンパクトなカメラベースの2Dラックリーダー
- SBSフォーマットラックに対応、薄型でオートメーションへの組み込みが容易
- Cryoprotection™はガラス面が結露せず、凍ったままのラックを読み取り可能



セットのご購入で...

合計 ~~¥1,640,000~~

セット割価格 (税抜)

¥1,246,000

24%OFF

仕様

	8chセミオートハンドルド キャッパー・デキャッパー	Ziath DP5 Mirage 2Dラックリーダー (Cryoprotection™ + ソフトウェア付き)
Cat.No.	46-9012	DP5-M-STD-80
互換性	96ウェルフォーマットラック	24 / 48 / 96 / 240 ポジションラック
サイズ (W×D×H)	50×250×95 mm	135×208×80 mm
重さ	380 g	1.35 kg
電圧	入力: AC100~240 V、50/60 Hz 1A~0.45 AC 出力: 9V DC、4 A	入力: 100~240 VAC 出力: 5 V DC、4 A



日本ジェネティクス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階

☎ 03 (3813) 0961 <https://n-genetics.com>

☎ 03 (3813) 0962 ✉ info@genetics-n.co.jp