

最大約 47% OFF

Milli-Q® 更新キャンペーン

～アカデミア(教育・研究機関)限定～

実験のライフラインである水。
壊れる前にオトクに買い替えましょう。

ハイエンドモデル

純水・超純水製造装置

Milli-Q® IQ
7003/05/10/15

211万円*

使い勝手 No.1 の人気機種!



●E-POD はオプション品です

超純水製造装置

Milli-Q® IQ 7000

139万円*



純水製造装置

Milli-Q® IX
7003/05/10/15

89.9万円*

約 33% OFF



EQX システム

113.9万円*



約 47% OFF

Milli-Q® EQ 7008

125.9万円*



約 41% OFF

Milli-Q® EQ 7000

79.9万円*



約 41% OFF

Elix® Essential

35.9万円*



約 42% OFF

キャン
ペーン期間

2024年10月1日(火) ~
2025年3月21日(金)ご発注分まで

対象

メルクの装置(旧ミリポア含む)をお持ちの
アカデミア(教育・研究機関)のお客様

お見積りはお近くの販売店にご依頼ください。

* キャンペーン希望販売価格 ** 希望販売価格に対する割引

対象製品

		ハイエンドモデル	ミドルクラスモデル	
		超純水・純水製造装置		
		Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 超純水・純水一体型で省スペース。パツグンの使いやすさと環境配慮（水銀フリー）・規制対応型	EQX システム (Milli-Q® EQ 7000+Elix® Essential) 低コストで RO+EDI® 水を組み合わせ	Milli-Q® EQ 7008 ワンパッケージで省スペース。超純水だけ使用したい方向け
供給水		水道水、井水（飲用）		
超純水	採水速度	1 滴～2 L/分 (8 段階可変スピード)	最大 2 L/分 (3 段階可変スピード)	最大 2 L/分 (3 段階可変スピード)
	採水方法	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー	本体ディスペンサー
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・フットペダル (オプション)	通常・定量・フットペダル (オプション)	通常・定量・フットペダル (オプション)
	TOC 測定	A10 TOC 計	TOC インジケータ	TOC インジケータ
純水	精製方法	Elix® (RO + EDI®)	Elix® (RO + EDI®)	RO
	製造速度	3 L～15 L/時	3 L～10 L/時	8 L/時 (25°C)
	採水方法	独立ディスペンサー (オプション)	タンクコック採水	なし
	採水速度	最大 2 L/分 (2 段階可変スピード)	タンクコック採水	—
採水機能	通常・定量	—	—	

		ハイエンドモデル	ミドルクラスモデル	ハイエンドモデル	ミドルクラスモデル
		超純水製造装置		純水製造装置	
		Milli-Q® IQ 7000 純水装置を別途お持ちのお客様向け。水銀フリー UV ランプ搭載。使いやすさパツグン	Milli-Q® EQ 7000 純水装置を別途お持ちのお客様向け。低コストで超純水を精製	Milli-Q® IX 7003/05/10/15 パツグンの使いやすさと環境配慮（水銀フリー）・規制対応型	Elix® Essential 3/5/10 低コストで RO+EDI® 水を採水
供給水		Elix® などで一次処理された純水		水道水、井水（飲用）	
超純水	採水速度	1 滴～2 L/分 (8 段階可変スピード)	最大 2 L/分 (3 段階可変スピード)	—	—
	採水方法	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー	—	—
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・フットペダル (オプション)	通常・定量・フットペダル (オプション)	—	—
	TOC 測定	A10 TOC 計	TOC インジケータ	—	—
純水	精製方法	—	—	Elix® (RO + EDI®)	Elix® (RO + EDI®)
	製造速度	—	—	3 L～15 L/時	3 L～10 L/時
	採水方法	—	—	独立ディスペンサー	タンクコック採水
	採水速度	—	—	最大 2 L/分 (2 段階可変スピード)	—
採水機能	—	—	通常・定量	—	

ご更新対象装置例

第 6 世代 Milli-Q®



修理パーツ販売終了装置



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
カタログ
ファインダー



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品名、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2024年10月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/LW

装置ご検討など営業的なお問い合わせ: lwjpcase@merckgroup.com Tel: 03-4531-3939

修理メンテナンス関連のお問い合わせ: 1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139

LWM310A-2410-10K-H