

JEIO TECH社製品キャンペーン


2024年10月1日～2025年3月28日

ローテーター CRT-350

さまざまな生物学的サンプルを効果的に攪拌します。
チューブ以外に、50mL、100mL、300mLのフラスコも攪拌できます。



チューブホルダー付きディスク



1.5mL 用

5mL 用

15mL 用

50mL 用

フラスコ用ディスク



AAA3E511



フラスコクランプ
(プラスチック製)



フラスコクランプ
(ステンレス製)

[仕様]

回転速度: 2~70rpm

傾斜角度: 0~90度

タイマー: 1分~99時間59分

サイズ: 320W × 325D × 463H (mm)

重量: 7.5kg

20% OFF

カタログNO.	品名	仕様	価格	キャンペーン価格
CRT-350	ローテーター(本体のみ)	—	¥215,000	¥172,000
AAA3E501	チューブホルダーディスク(1.5mL用)	1.5mLチューブ(外径10mm)×60本	¥41,000	¥32,800
AAA3E502	チューブホルダーディスク(5mL用)	5mLチューブ(外径12mm)×18本	¥22,500	¥18,000
AAA3E503	チューブホルダーディスク(15mL用)	15mLチューブ(外径16.5mm)×18本	¥19,500	¥15,600
AAA3E504	チューブホルダーディスク(50mL用)	50mLチューブ(外径29mm)×12本	¥15,000	¥12,000
AAA3E511	フラスコ用ディスク	—	¥8,500	¥6,800
AAA23550	50mLフラスコクランプ(ステンレス製)	最大搭載数13	¥3,400	¥2,720
AAA23551	100mLフラスコクランプ(ステンレス製)	最大搭載数8	¥3,400	¥2,720
AAA23556	300mLフラスコクランプ(ステンレス製)	最大搭載数6	¥4,200	¥3,360
AAA30570	50mLフラスコクランプ(プラスチック製)	最大搭載数13	¥3,400	¥2,720
AAA30571	100mLフラスコクランプ(プラスチック製)	最大搭載数8	¥4,000	¥3,200
AAA36574	300mLフラスコクランプ(プラスチック製)	最大搭載数6	¥5,200	¥4,160
AAA3E521	2段用ポスト	—	¥10,500	¥8,400

ボルテックスミキサー VM-96A


安定感のある低いボディでさまざまな形状の容器を攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使えば、複数サンプルをフリーハンドで攪拌できます。



VMS0058



VMS0063



VMS0008JT

[仕様]

最高速度: 3,000rpm/1,500rpm

モード: タッチ、連続

方式: オービタル


回転半径: 4mm

重量: 3.0kg

プラットフォーム寸法: 76 × 76mm

本体寸法: 154(W) × 210(D) × 84(H)mm

20% OFF



AAA36521

AAA36522

AAA36523

AAA36524


AAA36525

AAA36526

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
VM-96A	ボルテックスミキサー	¥61,000	¥48,800
VMS0063	ポップオフプラットフォーム	¥5,500	¥4,400
VMS0058	フラットプラットフォーム(標準付属)	¥5,500	¥4,400
VMS0008JT	マイクロプレートトレイ	¥5,500	¥4,400
AAA36521	チューブホルダー-10mmφ×16本	¥5,500	¥4,400
AAA36522	チューブホルダー-12mmφ×9本	¥5,500	¥4,400
AAA36523	チューブホルダー-15mmφ×9本	¥5,500	¥4,400
AAA36524	チューブホルダー-20mmφ×5本	¥5,500	¥4,400
AAA36525	チューブホルダー-25mmφ×4本	¥5,500	¥4,400
AAA36526	チューブホルダー-8mmφ×18本, 10mmφ×28本	¥5,500	¥4,400

ヒーティングブロック・Heating Blocks CHB-350T

さまざまなチューブに合わせていろいろなブロックが交換可能なブロックインキュベーターです!




〔仕様〕

温度範囲: 室温+5~130℃
 温度精度: ±0.1℃ (80℃時)
 温度設定: 0.1℃ (デジタル表示)
 温度分布: ±0.2℃ (80℃時)
 タイマー: 1分~99時間59分
 加温時間: 15分(室温→130℃)
 サイズ: 249W×330D×250Hmm
 重量: 3.7kg

25% OFF

カタログNO.	品名	価格	キャンペーン価格
CHB-350T	ヒーティングブロック	¥176,000	¥132,000
CHB0030	0.2ml用ブロック(0.2ml×96本)	¥52,000	¥39,000
CHB0029	0.5mL用ブロック(0.5ml×48本)	¥26,000	¥19,500
CHB0045	1.5/2.0mL用ブロック(1.5/2.0ml×30本)	¥24,000	¥18,000
CHB0031	15mL用ブロック(15ml×15本)	¥26,000	¥19,500
CHB0033	50mL用ブロック(50ml×6本)	¥39,000	¥29,250

ロッキング&ウェイビングシェーカー ユーザーのニーズに合わせて最適化された攪拌を実現しました



〔特長〕

- ロッキング及びウェーブ方式から用途に応じて選択
- 低速でも安定した制御が可能
- 2~60℃での使用が可能


20% OFF

〔ロッキングシェーカー仕様〕

振盪方式: ロッキング
 振盪速度: 5~100rpm
 調節角度: 7°~13°
 タイマー: 1分~99時間
 重量: 3.7kg
 本体寸法: W280×D334×H164mm
 プラットフォーム寸法: W276×D276mm

〔ウェイビングシェーカー仕様〕

振盪方式: ウェイビング
 振盪速度: 8~100rpm
 調節角度: 0°~13°
 タイマー: 1分~99時間
 重量: 3.7kg
 本体寸法: W280×D334×H164mm
 プラットフォーム寸法: W276×D276mm



ディンプルマット ラバーマット ユニバーサルハーネス

カタログNO.	品名	入数	価格	キャンペーン価格
CRS-350	ロッキングシェーカー	1	¥170,000	¥136,000
CWS-350	ウェイビングシェーカー	1	¥170,000	¥136,600
AAA38501	ラバーマット	1	¥8,500	¥6,800
AAA38502	ディンプルマット	1	¥8,500	¥6,800
AAA38503	ユニバーサルハーネス	1	¥13,000	¥10,400

アイスラック・On Ice Rack



アイスラック
(W157×D152×H21mm)



アイスラック PCR
(W157×D152×H20mm)

〔用途〕

- ・ サンプルの反応や保冷
- ・ 全てのサンプルを同じ温度で保持
- ・ クラッシュアイス上で0℃~4℃以内を維持

20% OFF

〔構造的長〕

- ・ 熱伝導性が優れたアルミ製ラック
- ・ 実験台でも滑りにくい
- ・ 手で持ちやすいスリット付構造

カタログNO.	品名	仕様	価格	キャンペーン価格
AAAJ2011	アイスラック	1.5mL×50本、0.2mL×64本	¥15,000	¥12,000
AAAJ2021	アイスラックPCR	1.5mL×30本、PCRプレート1枚	¥15,000	¥12,000

 **家田貿易株式会社**

(販売店)

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田
 TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp <https://www.ieda.co.jp/boeki/>