

使い勝手と安全性が向上した最新機種への買い替えをサポート!

MXシリーズ  
**買い替え  
キャンペーン**

微量高速冷却遠心機  
MXシリーズを  
ご使用中のお客様へ

キャンペーン期間

2025年 **3/31**月 まで

長い間ご愛顧いただいている感謝を込めて、現在ご使用中の微量高速冷却遠心機「MXシリーズ\*1」から、現行製品「MDX-310」または「MDX-310F [ノンフロントタイプ]」へ買い替えられるお客様に特別価格でご提供！この機会に是非ご検討ください。

※本キャンペーンは新たな機器増設には適用いたしません。



MX-301(例)

※ご使用中のラックはそのままお使いいただけます。



MDX-310またはMDX-310F(写真)

**30%OFF!!**



ラック・イン・ローター CA-300

微量高速冷却遠心機	MDX-310	900,000円
ラック・イン・ローター	CA-300	210,000円
合計価格		<del>1,110,000円</del>
<b>キャンペーン価格</b>		<b>777,000円</b>

微量高速冷却遠心機	MDX-310F	1,000,000円
ラック・イン・ローター	CA-300	210,000円
合計価格		<del>1,210,000円</del>
<b>キャンペーン価格</b>		<b>847,000円</b>

**\*1 ご使用中の製品**

MX-300 / MX-301 / MX-305 / MX-307  
MX-200 / MX-201 / MX-205 / MX-207  
MX-100 / MX-105 / MX-107  
TX-201

**買い替え対象製品**

MDX-310  
MDX-310F [ノンフロントタイプ]

本体仕様


型式名称	MDX-310	MDX-310F[ノンフロンモデル]
最高回転数	15,000rpm	
最大遠心加速度	21,890G	
最大容量	50ml×4本	
最大処理本数(2ml)	72本	
設定方式	ジョグダイヤル式(ENTER機能付)・タッチパネル方式 併用	
温度設定範囲	-9~35℃(1℃毎)	
表示形式	デジタル(4.3インチフルカラー液晶ディスプレイ)	
安全装置	・アンバランス検出・モーター過電流検出・ドア開閉検出・回転数異常検出 ・過電流遮断器・ローター識別・ドアインターロック・遠心室温度異常検出(過冷、過熱)	
冷媒(量)	R134a(260g)	R1234yf(260g)
電源及び定格電流	単相 AC100V 50/60Hz 12A	
消費電力(発熱量)	810W (697kcal/h)	
適合規格	IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IEC 61326-1	
外形寸法	341Wmm × 491Dmm × 823Hmm (テーブル高さ: 787Hmm)	
本体質量	62kg	
価格(税別)	900,000円	1,000,000円

3か月毎の  
簡易点検不要!  
フロン排出抑制法  
対象外


イチ押し

おすすめラック

展開型構造を採用したスピカラム対応ラック




2ml × 18本  
ラック TR015-SC18  
270,000円



ラック用トレイ  
TRA-01  
70,000円

90度と45度のスイングに対応した2WAYラック




2ml × 24本  
ラック SAR015-24  
240,000円



45度・90度スイング対応バケット  
M0415-06SA  
100,000円


※写真はM0415-06SAとの組合せ

5mlコニカルチューブ対応ラック




5ml × 12本  
ラック AR050-12  
130,000円

50ml/15mlコニカルチューブ対応ラック



50ml / 15ml × 4本  
ラック AR510-04  
145,000円

96ウェルPCRプレート対応ラック



96PCRプレート × 2枚  
ラック PCR96-02  
240,000円



アダプター  
A96-01PC  
50,000円

上記以外にも各種ローターやラックを取り揃えています。詳しくはホームページをご覧ください。

TOMY MDX

検索

販売元 <https://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111  
 札幌 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311  
 仙台 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-20 電話 022-390-5375  
 つくば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166  
 神奈川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371  
 名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽802 電話 0561-61-0250  
 大阪 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333  
 福岡 〒811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央2-1-15 電話 092-948-1712

製造元

トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 / トミー沖縄ノバイオエンス株式会社 電話 098-942-5133 / トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●当社製品及び取扱商品の価格・仕様・外観は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございます。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。  
 ●このカタログに掲載されている価格に消費税は含まれておりません。