

台数限定キャンペーン

通常価格：~~¥2,300,000~~ のところ

¥1,900,000

(税別)

三次元ビーズ衝撃式 卓上型多検体 細胞破碎装置

Shake Master® NEO

シェイクマスターネオ ver1.0

サンプルの破碎・攪拌・分散・エマルジョンなど、多用途に対応可能
DNA/RNA/たんぱく質の抽出に最適

10台限定

2024年10月1日から2025年3月31日
までのご注文分が対象となります。



3次元衝撃式
破碎ムラ 0 ゼロ!



液体窒素を使った
凍結状態で破碎可能!



乳鉢・乳棒が不要
洗浄・滅菌の手間が
かかりません



コンパクトな
消音設計で
卓上でも利用可能!



96 Plate
x 2 枚 多検体同時処理
192サンプル可能!



800 ml
OK! 多彩な容器に対応
1.5mlチューブ~
800ml容器まで



Max
59min
59sec 長時間
(~59分59秒)
連続運転が可能



カチッ
手動ロック方式
で安心・簡単操作!



シェイクマスターネオ
BMS-M10N21

Made in Japan

体験下さい!
**デモ
承ります**

少量~大量サンプルの一括処理可能

容器の種類		1.5ml 2.0ml	13ml 15ml	50ml	96 Deep Well Plate	ステンレス容器 (冷凍破碎用)
最大 処理 本数	常温	60本 [*]	9本	4本	2枚	45ml x 2個
	冷蔵~冷凍 4℃ -196℃	60本 [*]	9本	4本	—	250ml x 1個

^{*}特注ブロックで82本まで対応可能

三次元衝撃：450rpm~1,500rpm
時間設定：1秒~59分59秒
プログラム：自由設定10プログラム
間欠設定5プログラム


サイズ：幅520×奥行455×高さ484mm
重量：65kg
電源：AC100V 50/60Hz 10A
設置場所：卓上 / 床置き




破碎例




イネ葉



牛の臓器



酵母



硬い
サンプルも
破碎できる

40ml

ストロングチューブ誕生!



液体窒素環境下や
タングステンビーズ使用時でも
破損しにくいチューブを開発しました!

製品番号		入数	価格(税抜)
MT400-01A	40mlストロングチューブ 本体:コポリエステル樹脂製/蓋:HDPE製	100本 (5本x20袋)	¥60,000
MT020-01A	2.0mlストロングチューブ 本体:蓋:ポリプロピレン(PP)製	500本 (20本x25袋)	¥60,000
MT020-03A		100本 (20本x5袋)	¥15,000

ミニサーマルサイクラー

軽量・薄型ながら
高精度な温度制御システム

16 サンプルを
高速PCR!!



PS-MP16

価格(税抜) **¥298,000**

- スタンドアローン型で、低価格を実現
- 5℃/秒の加熱、4℃/秒の冷却速度
- ホットリッドはON/OFF切り替え可能
- 30ステップ、99サイクルをプログラムできるため、PCR条件に応じて自由にアレンジできます
- A4サイズに収まる省スペース設計



サンプル数: 16
ランピング速度: 加熱5℃/秒、冷却4℃/秒
温度範囲: 4~99.9℃
時間設定: 1~59分59秒(1ステップにつき)

サイクル数: 99サイクル
寸法: W200×D230×H85mm
重量: 3.2kg

コンパクト核酸精製装置

Auto-Pure Mini

小型・軽量・高性能な、
磁気ビーズ式 核酸精製装置



PS-AP-Mini

今が
チャンス!

16%
OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥1,200,000~~
¥998,000

5台限定

キャンペーン期間 2024.10.1 → 2025.3.31

- 最大16サンプルを同時に処理
- 約20分の高速抽出
- 各社の磁気ビーズ試薬に対応
- A4サイズのスペースに設置できるコンパクトさ
- 軽量・省スペースで、クリーンブース内にも設置できます
- タブレットを利用して、簡単にプログラムを組み立てられます




処理数: 1~16サンプル
処理量: 20~1000μL
抽出温度: 常温~100℃
プログラム数: プリセット 6/自由設定 100

庫内滅菌: UVライト内蔵
寸法: W200×D260×H300mm
重量: 7kg

卓上型 ビーズ式破碎機 セルデストロイヤー

24サンプル同時破碎可能な
卓上型ビーズ式破碎機



PS3000

今が
チャンス!

14%
OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥1,050,000~~
¥898,000

5台限定

キャンペーン期間 2024.10.1 → 2025.3.31

- 多検体(24サンプル)を数秒で同時に破碎することが可能
- 動物、植物、ヒト組織、土壌、酵母、孢子、微生物など
- 完全密閉式のため、サンプルロス・コンタミがありません
- 50のプログラムを設定可能
- マイルドな破碎や数分間の運転できる
- 安全機構搭載

オプション
PS3000-CH5
5mlチューブホルダー(12本)
価格(税抜) **¥68,000**

サンプル処理数: 2.0mlチューブ×24本
(オプション 5.0mlチューブ×12本)
振動数: 2,430rpm~4,260rpm
設定時間: 1秒~1分30秒

間欠タイマー設定: 1秒~2分00秒
サイクル数: 10サイクル
プログラム: 50メモリ

スタンドアローン型 マイクロプレートリーダー

96ウェルプレートに対応、
幅広い波長域

今が
チャンス!

16%
OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥598,000~~
¥498,000

キャンペーン期間 2024.10.1 → 2025.3.31



PS-AMR100

- 340~750nmの広い波長範囲
- 7インチタッチスクリーンで簡単測定
- 6秒以内に正確な測定が可能
- シェイク機能標準搭載(スピード3段階)
- 4つの光学フィルターを標準装備(オプションで最大8つ)
- 計測結果をUSBメモリを使用して外部出力可能
- 専用サーマルプリンター接続可能(オプション)



測定波長域: 340~750nm
読取範囲: 0~4,000Abs
精度: ≤0.2%(0-3Abs)、≤1.0%(3-4Abs)
測定速度: 6秒以内(96well)

波長選択: 標準4種(405, 450, 492, 630nm)
オプション23種
寸法: W295×D440×H225mm
重量: 10kg

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません

株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ info@bmsci.com

