

新製品

TrailBlazer StarBrightラベルキット
トライアルキャンペーン50%
OFF

明るく安定なStarBright蛍光色素を抗体にコンジュゲートできるキットです。

特長

- 抗体ラベル化は2キット構成：数時間で簡単にラベル化が完了
- 明るく長期安定：ラベル化抗体は4°Cで12ヶ月保存可能
- シャープな励起・蛍光波長で少ない漏れこみ

キャンペーンお申込みフォーム



TrailBlazer StarBright ラベルキット
キャンペーンのお申込みはこちら
bio-rad.com/TrailBlazer25-JP



製品の詳細は
こちら


TrailBlazerタグキット




TrailBlazer StarBrightラベルキット



StarBright Violet(SBV)スペクトル



StarBright Blue(SBB)スペクトル



キャンペーン対象製品*

No.	カタログ番号	品名	バックサイズ	Max Ex (nm)	Max Em (nm)	明るさ*	通常価格	キャンペーン価格*
-	12020038	TrailBlazerタグキット	1 x 0.1 mg	-	-	-	¥20,000	¥10,000
①	12020042	TrailBlazer SBV440 Label Kit	1 x 0.1 mg	383	436	5	¥60,000	¥30,000
②	12020041	TrailBlazer SBV515 Label Kit	1 x 0.1 mg	402	516	5	¥60,000	¥30,000
③	12020045	TrailBlazer SBV570 Label Kit	1 x 0.1 mg	404	571	4	¥60,000	¥30,000
④	12020043	TrailBlazer SBV610 Label Kit	1 x 0.1 mg	403	607	4	¥60,000	¥30,000
⑤	12020044	TrailBlazer SBV670 Label Kit	1 x 0.1 mg	401	667	5	¥60,000	¥30,000
⑥	12020040	TrailBlazer SBB700 Label Kit [®]	1 x 0.1 mg	473	703	5	¥60,000	¥30,000

+ 抗体の標識にはTrailBlazerタグキットとラベルキットの両方が必要になります。

* 相対的な明るさの比較値となります (明るさ: 5>1)。Pacific Blue = 1, FITC = 3, DyLight 550 = 4, Texas Red = 2, Cy5 = 3, DyLight 680 = 3, Alexa Fluor 700 = 2 (bulletin 045)

※ ChemiDoc Touch MP および ChemiDoc Go イメージャーにより蛍光ウェスタンブロットングで検出できます。

Bio-Rad and STARBRIGHT are trademarks of Bio-Rad Laboratories, Inc., in certain jurisdictions. All trademarks herein are the property of their respective owner. © 2025 Bio-Rad Laboratories, Inc. TRAILBLAZER is a trademark of Bio-Rad Europe GmbH in certain jurisdictions.

Products containing SpyTag2 or SpyCatcher2 and/or their use are covered by the following U.S. patents and/or pending U.S. patent application or their foreign counterparts owned by or under license to Bio-Rad Laboratories, Inc., including, but not limited to, U.S. Patent Nos. 9,547,003, 10,247,727, 10,527,609, and 11,059,867.

※ 記載の製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

※ 価格、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。価格は2025年6月現在のもので、メーカー希望小売価格(税別)です。

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

Life Science
Group〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24
※ 学術的お問い合わせは TEL:03-6404-0331

TEL:03-6361-7000

Z14001L 2506a