

Visium HD 3' 発売記念 初回購入30%OFF キャンペーン

2025年5月26日～9月12日

空間解析 Visium HD ファミリーに、これまでのプローブベースで行う Visium HD WT パネルに加えて、新たな 3' アッセイが登場しました！

この新しいアッセイは、poly (A) ケミストリーを採用することで、様々な生物種における全トランスクリプトーム空間解析をシングルセルのスケールで行えます。

発売を記念し Visium HD 3' アッセイの初回購入に限り、30%割引でご提供します。この機会に次世代の空間解析をぜひお試しください。

30%OFF

初回購入に適用

16反応キット

4反応キット

キャンペーンコード

2025-HD3-JP

キャンペーン期間

2025年5月26日～9月12日
弊社受注分まで



お得なポイント

- ・解像度が大きく性能が向上した Visium HD 3' アッセイをキャンペーン価格で購入
- ・多様な生物種におけるシングルセルスケールでの空間解析を実施
- ・新鮮凍結サンプル切片に対応



次のような研究者におすすめ

- ・過去に Visium v1 3' アッセイ（スポットサイズ55μm）を使ったが、さらなる解像度を求めている研究者
- ・空間解析に興味があり、ヒトとマウス以外の生物種を扱っている研究者
- ・これまで poly (A) ベースのシングルセル解析をしており、空間解析に移行したいと考えている研究者

Visium HD 3' アッセイ遺伝子発現


製品番号	製品名	希望販売価格(円)	キャンペーン価格(円)
1000857	Visium HD 3', 6.5 mm, 4 rxns	2,660,000	1,862,000
1000856	Visium HD 3', 6.5 mm, 16 rxns	9,590,000	6,713,000

注意：表示価格は税抜です。本キャンペーンには1000215 Dual Index Kit TT Set A, 96 rxn (206,000円) は含まれていないのでお気をつけください。
また、1000441 Visium CytAssist (裏面価格参照) および1000499 CytAssist Reagent Accessory Kit (347,000円) が必要です。

新発売! Visium HD 3' 遺伝子発現キット

特長

- Poly (A) を採用することで、多様な生物種にシングルセルスケールの全トランスクリプトーム空間解析を実施
- Visium CytAssist ワークフローを活用し、組織を標準スライドガラスに切片化することでサンプル処理を効率化
- 新しい細胞セグメンテーションソフトウェアにより、確かなシングルセル解像度で空間データを取得
- 10x Cloud や Loupe Browser を含む使い慣れたデータ解析ツールを使用可能



さらなる高解像度で空間解析

マウス脾臓（新線凍結）サンプルの結果です。これまでの Visium v1 3' アッセイ（スポットサイズ 55 μm）と比べて、新発売の Visium HD 3' アッセイでは最小 2 μm のグリッドを採用し、解析には 8 μm 四方のピンを利用しています。これにより空間イメージングの解像度が大きく向上しました。

併せてご検討ください：装置キャンペーン実施中

空間解析装置 (NGS) : Visium CytAssist


空間解析をより簡単に行うコンパクトな装置

Visium CytAssist は、組織切片内の発現遺伝子を捕らえたプローブを、標準ガラススライドから Visium スライドへ精度良く移動させるベンチトップ型装置です。CytAssist は HE 染色を施した組織切片に対応しているため、すでに切片化されている組織を利用して Visium 空間的遺伝子発現ワークフローを行えます。CytAssist は poly (A) ベースの Visium HD 3' アッセイ、およびプローブベースの Visium HD WT パネル（ヒトおよびマウス）に対応しています。

- 製品サイズ：20.3 cm x 31.3 cm x 33.4 cm（蓋を開けた場合）(W x D x H)、8.3 kg

2025年度スタート応援キャンペーン実施中：20%オフ（9月26日まで）

Visium CytAssist: includes Accessory and Training Kit, 12 Mo. Warranty
製品番号 1000441 キャンペーン価格 7,440,000円（税抜）



10x
GENOMICS

10x Genomics Japan
最新ニュースはこちら



10x Genomics Japan 株式会社
www.10xgenomics.com/jp

営業お問い合わせ jpsales@10xgenomics.com
技術サポートメール support@10xgenomics.com

本製品は全て研究用です。研究目的以外の用途にはご使用できません。

本カタログに記載されている製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。本紙に掲載されている情報は2025年5月現在のものです。消費税は含まれません。
No.JP015-202505R