

NMR用D化溶媒 サマーキャンペーン

高品質・高評価の
Eurisotop社製品が
30%OFF

期間 | 2025.7.1(火) → 9.12(金)

在庫のご照会は
こちら



■ キャンペーン対象製品

製品名	アイソトープ純度(%)	容器*1	毒劇物	メーカー製品番号	製品番号	容量	希望納入価格	特別価格
Acetone-D ₆	99.80	A		D009B	00353-74	10 X 750 μL	10,500	7,350
Acetonitrile-D ₃	99.80	A	劇	D021B	00447-54	10 X 750 μL	14,500	10,150
Acetonitrile-D ₃	99.80	B	劇	D021FE	08675-24	10 mL	16,300	11,410
Benzene-D ₆	99.50	B		D001F	04041-92	25 mL	45,000	31,500
Chloroform-D <100%D>	99.96	A	劇	D029B	08443-54	10 X 750 μL	12,800	8,960
Chloroform-D	99.80	B	劇	D007H	08405-54	100 mL(約 150 g)	12,000	8,400
Chloroform-D (+ 0.03% TMS)	99.80	B		D307H	08440-84	100 mL(約 150 g)	13,800	9,660
Chloroform-D (+ 1% TMS)	99.80	B		D213H	08407-34	100 mL(約 150 g)	17,500	12,250
Chloroform-D + Silver foil	99.80	B	劇	D007HAG	06347-84	100 mL(約 150 g)	14,500	10,150
Chloroform-D + Silver foil (+ 0.03% TMS)	99.80	B		D307HAG	07192-74	100 mL(約 150 g)	14,500	10,150
Deuterium Oxide	99.90	B		D214H	10905-76	100 mL	90,000	63,000
Deuterium Oxide*2	99.90	B		D214K	10905-05	500 mL	ご照会	203,000
Deuterium Oxide (+ 0.1% TMSP-D ₄)	99.90	A		D221B	10955-84	10 X 750 μL	28,800	20,160
Dichloromethane-D ₂	99.80	A		D023B	11833-44	10 X 750 μL	33,800	23,660
Dichloromethane-D ₂	99.90	B		D023FE	08053-64	10 mL	36,300	25,410
N,N-Dimethylformamide-D ₇	99.50	A		D110BB	02400-84	2 X 750 μL	37,500	26,250
Dimethyl Sulfoxide-D ₆ <100%D>	99.96	A		D034B	13461-54	10 X 750 μL	23,800	16,660
Dimethyl Sulfoxide-D ₆ <100%D> (+ 0.03% TMS)	99.96	A		D334B	13452-74	10 X 750 μL	24,500	17,150
Dimethyl Sulfoxide-D ₆	99.80	A		D010B	13450-94	10 X 750 μL	9,500	6,650
Dimethyl Sulfoxide-D ₆	99.80	B		D010F	13409-12	25 mL	19,000	13,300
Dimethyl Sulfoxide-D ₆	99.80	B		D010H	13409-96	100 mL	85,000	59,500
Dimethyl Sulfoxide-D ₆ (+ 0.03% TMS)	99.80	A		D310B	13456-34	10 X 750 μL	12,000	8,400
Dimethyl Sulfoxide-D ₆ (+ 0.06% TMS)	99.80	A		D610B	13457-24	10 X 750 μL	13,000	9,100
Dimethyl Sulfoxide-D ₆ (+ 0.06% TMS)	99.80	B		D610F	13458-72	25 mL	23,800	16,660
Methanol-D ₄ <100%D>	99.95	A	劇	D048B	21942-04	10 X 750 μL	33,800	23,660
Methanol-D ₄	99.80	A	劇	D024B	21936-94	10 X 750 μL	20,000	14,000
Methanol-D ₄	99.80	S	劇	D024ES	21946-64	5 X 10 mL	105,000	73,500
Methanol-D ₄ (+ 0.03% TMS)	99.80	A		D324B	21945-74	10 X 750 μL	26,300	18,410
Methanol-D ₄ (+ 0.03% TMS)	99.80	B		D324FE	08623-94	10 mL	20,000	14,000
Pyridine-D ₅	99.50	A		D013B	29536-94	10 X 750 μL	25,000	17,500
Tetrahydrofuran-D ₈	99.50	A		D149BB	05461-04	2 X 750 μL	23,000	16,100
Tetrahydrofuran-D ₈	99.50	B		D149FE	05462-94	10 mL	72,500	50,750
Toluene-D ₈	99.50	B	劇	D005FE	08677-04	10 mL	32,000	22,400
Trifluoroacetic Acid-D ₁	99.50	A		D022EA	34823-06	10 mL	22,300	15,610

*1 容器(A:アンプル B:ボトル、S:セブタム)

*2 弊社在庫限り

■ 関連試薬（ナカライテスク株式会社）（キャンペーン対象外）

製品名	製品番号	容量	価格
Tetramethylsilane	33424-24	10 mL	9,700

■ NMR 試料管（日本精密科学株式会社）（キャンペーン対象外）

- 寸法精度が極めて良い（日本電子・ブルカー・バリアンおよび日立社製機器で測定可能）
- 表面の肉むら、傷は精密な検査により極めて少ない
- 真円度が高いので、円滑なスピニングが可能

■ NMR 試料管

製品名	寸法			材質	備考	メーカー 製品番号	容量	価格
	外径 (mm φ)	内径 (mm φ)	長さ (mm)					
NMR 試料管 N-5	4.965	4.2	180	硬質ガラス		N-5	25 本 / 箱	13,750
NMR 試料管 N-5E	4.965	4.2	200	硬質ガラス	キャップ NC-05 付	N-5E	25 本 / 箱 *	9,500
NMR 試料管 N-5L	4.965	4.2	210	硬質ガラス		N-5L	25 本 / 箱	16,250
NMR 試料管 N-5W	4.965	4.2	180	硬質ガラス	上部スリガラス加工	N-5W	25 本 / 箱	16,250
NMR 試料管 N-5P	4.965	4.2	180	パイレックス		N-5P	25 本 / 箱	20,000
NMR 試料管 N-5PL	4.965	4.2	210	パイレックス		N-5PL	25 本 / 箱	25,000
NMR 試料管 N-5PW	4.965	4.2	180	パイレックス	上部スリガラス加工	N-5PW	25 本 / 箱	21,250

* 最低受注数 4 箱以上

■ 特殊 NMR 試料管

製品名	寸法			材質	備考	メーカー 製品番号	容量	価格
	外径 (mm φ)	内径 (mm φ)	長さ (mm)					
特殊 NMR 試料管 N-56	4.965	4.2	180	硬質ガラス	底上げ 8 mm	N-56	1 本	800
特殊 NMR 試料管 NP-56	4.965	4.2	180	パイレックス	底上げ 8 mm	NP-56	1 本	1,000
特殊 NMR 試料管 N-501	4.15	3.3	190	パイレックス		N-501	1 本	1,000

■ 試料管用キャップ

製品名	仕様	材質	メーカー 製品番号	容量	価格
試料管用キャップ NC-5	5 mm φ用	PTFE	NC-5	1 個	300
試料管用キャップ NC-05	5 mm φ用	ポリエチレン	NC-05	1 個	100

※掲載価格は 2025 年 6 月現在のものです（消費税は含まれていません）。