

より使いやすく! デザインリニューアル 発売記念 ガラス製フィルターホルダーキャンペーン

キャンペーン期間:
2018年5月7日(月)
～7月27日(金) ご注文分まで

ミリポアメンブレンフィルターとの相性抜群なガラス製フィルターホルダーが、より使いやすくなって再登場。大容量500 mLファネルもラインナップとして追加されました。吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプなど周辺機器もお買い得! ぜひこの機会にお試しください。



ガラス製 47mm フィルターホルダー・吸引フラスコ (周辺機器)

- 特長** 幅広い用途に使用可能
- 用途** 液体の除粒子および清澄化、粒子分析など

• 3種類のベースから選べます

500 mLファネルが登場



位置調整ガイド (標準付属)
クランプ取り付け時にずれません



型番明記と書き込みスペース
直接書き込める白いスペース
があります



プラスチックホースコネクター
(吸引フラスコに付属)
簡単&安全に取り付け&取り外し

その他周辺製品



ステンレス製
フィルターピンセット

吸引加圧両用
Chemical Duty ポンプ

吸引フラスコ 1L

すりガラス接続フラスコ
フィルターホルダー 装着時のイメージです



ご注文情報

製品名	入数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
ガラス製 47 mm フィルターホルダー 300 mL ファネル	1 セット	XX1014700	¥28,600	¥18,000
ガラス製 47 mm フィルターホルダー 500 mL ファネル	1 セット	XX5014700	¥35,000	¥21,000
ガラス製 47 mm PTFE 加工フィルターホルダー 300 mL ファネル	1 セット	XX1014720	¥37,900	¥24,000
ガラス製 47 mm ステンレススクリーンフィルターホルダー 300 mL ファネル	1 セット	XX1014730	¥38,900	¥20,000
ガラス製ファネル 500 mL	1 個	XX5014704	¥16,200	¥9,500

仕様

ガラス製 47 mm フィルターホルダー			
カタログ番号	XX1014700	XX1014720	XX1014730
ベース	ガラス焼結タイプ	PTFE 加工ガラス焼結タイプ	ステンレススクリーンタイプ
材質	本体 サポート クランプ ゴム栓	耐圧ガラス 焼結ガラス アルミニウム シリコン	ステンレス ステンレス シリコン
位置調整ガイド		シリコン	
すり合わせ部加工	加工なし	PTFE 加工	加工なし
フィルターサイズ		直径 47 mm	
有効ろ過面積		約 9.6 cm ²	
ファネル容量	300, 500 mL	300 mL	300 mL
接続		#8 ゴム栓	
寸法		直径 76 mm × 高さ 229 mm	
オートクレーブ	可能 *1	可能	可能 *1
紫外線滅菌		2 ~ 3 分間	
洗浄		硫酸または塩酸	

*1: フィルターを装着した状態でのオートクレーブは非推奨

製品名	入数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプ、100V、50/60 Hz	1	WP6110060	¥159,000	¥99,500
ガラス製 90 mm フィルターホルダー別売りアクセサリ すりガラス接続フラスコ (1 L)	1	XX1514705	¥23,300	¥11,300
ガラス製 47 mm フィルターホルダー別売りアクセサリ 吸引フラスコ (1 L)	1	XX1014705	¥10,800	¥6,700
ステンレス製フィルターピンセット	3	XX6200006P	¥6,700	¥4,500

Omnipore™ 親水性 PTFE メンブレン

高い化学適合性を持ち、環境分析やさまざまな分析に最適なディスクフィルター

フィルタータイプ *1	JHWP	JAWP
孔径	0.45 μm	1.0 μm
膜厚	65 μm	85 μm
バブルポイント *2	≥ 54 (kPa)	≥ 24 (kPa)
空隙率	80%	
使用時の耐熱温度	130°C	

*1 カタログ番号の頭 4 ケタに相当します。 *2 イソプロピルアルコールで測定したデータです。

孔径 (μm)	直径 (mm)	色	表面	入数	カタログ番号	希望販売価格
0.45	47	白色	無地	100	JHWP04700	¥11,200
	90	白色	無地	25	JHWP09025	¥8,800
1.0	47	白色	無地	100	JAWP04700	¥11,200
	90	白色	無地	25	JAWP09025	¥8,800

※こちらはディスクカウントキャンペーン対象品ではございません



開封しやすい新パッケージ (47 mm)

※ 順次切り替わります

LINE 公式アカウント
はじめました

サイエンス系
お役立ちメディア M-hub
m-hub.jp

メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ
メルクライフサイエンス - Merck で検索

メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント
メルクライフサイエンス - Merck で検索

メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.jp/wm

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。本紙記載の内容は 2018 年 5 月時点の情報です。©2018 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp/bio

E-mail: jpts@merckgroup.com

Tel: 03-4531-1140 Fax: 03-5434-4859