

マイクロプレート関連機器 キャンペーン2019

ラボに必須のマイクロプレート関連機器3種！ 多彩なキャンペーンを実施中

吸光・蛍光・発光など ラボに1台で何役もこなす
マルチモードプレートリーダー

40%
OFF

Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX マルチモードプレートリーダー

- 吸光・蛍光・発光・時間分解蛍光測定などさまざまな測定方式に対応
- 日本語を含む9カ国語で操作可能な専門のソフトウェアによる制御と解析 (Thermo Scientific™ SkanIt™ シリーズソフトウェア)
- ELISA、タンパク質定量から、核酸定量、カルシウムアッセイ、細胞毒性試験、抗酸化能測定などのアプリケーションに対応



Varioskan LUX

キャンペーン対象製品

セット	カタログNo.	製品名	数量	希望小売価格	キャンペーン価格
A	VL0000D0 + 81110783	上方蛍光吸光モデル + 制御用PC	1	¥5,200,000	¥3,120,000
B	VL0L00D0 + 81110783	上方蛍光吸光発光モデル + 制御用PC	1	¥5,850,000	¥3,510,000
C	VLBL00D2 + 81110783	上下方蛍光吸光発光モデル ディスペンサー2台付 + 制御用PC	1	¥7,500,000	¥4,500,000

希望小売価格、キャンペーン価格にはSkanItソフトウェア用制御PC (Office付き) (カタログNo. 81110783) の価格が含まれています。
この他にも多数のモデルをご用意しています。詳細についてはお問い合わせください。

キャンペーン番号: SPA1905-1 | キャンペーン期間: 2019年5月14日 (火) ~ 9月27日 (金) 弊社受注分まで

ご注文の際は必ずキャンペーン番号を弊社代理店にお伝えください。

タッチスクリーンで簡単測定、新しいモノクロメータータイプ
制御用PC付き製品は先着5台限定!

Thermo Scientific™ Multiskan™ Sky 吸光マイクロプレートリーダー

- タッチスクリーン操作で簡単に核酸・タンパク質を定量可能*
- 200 - 1,000 nmの範囲で任意の波長を選択
- 詳細な測定・解析はSkantItシリーズソフトウェアで

* タッチスクリーンパネルが無いタイプもあります。



Multiskan Sky

最大
40%
OFF



フィルタータイプ
吸光プレートリーダー
Multiskan FCもあります!



希望小売価格 84万円～

キャンペーン対象製品

カタログNo.	製品名	タッチスクリーン	数量	希望小売価格	キャンペーン価格
51119550 + 81110783	Multiskan Sky (PC制御) + 制御用PC (Office付) このモデルのみ 先着5台限定!	—	1	¥1,900,000	¥1,140,000
51119750	Multiskan Sky TC (キュベットポート付)	○	1	¥1,800,000	¥1,260,000
51119650DP	Multiskan Sky TD (μDrop Plate付)	○	1	¥1,900,000	¥1,330,000


SkantItシリーズソフトウェアは、本体に標準添付

キャンペーン番号: SPA1905-2 | キャンペーン期間: 2019年5月14日 (火) ~ 9月27日 (金) 弊社受注分まで

簡単に多検体のサンプル処理を実現!

Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 核酸・タンパク質・細胞自動精製装置

- 20 - 5,000 μLまで24または96サンプル同時に精製可能な
ハイスループットシステム
- cfDNA、ウイルス、核酸、タンパク質、ペプチド精製など
多彩なアプリケーションに対応



磁性ビーズ自動精製システム
KingFisher Flex

20%
OFF

キャンペーン対象製品

カタログNo.	製品名	数量	希望小売価格	キャンペーン価格
5400630	KingFisher Flex 96DW プレートヘッドヒートブロック含む	1	¥7,200,000	¥5,760,000
5400640	KingFisher Flex 24DW プレートヘッドヒートブロック含む	1	¥7,200,000	¥5,760,000

キャンペーン番号: SPA1905-3 | キャンペーン期間: 2019年5月14日 (火) ~ 9月27日 (金) 弊社受注分まで

ご注文の際は必ずキャンペーン番号を弊社代理店にお伝えください。

For general laboratory use only. Not for use in diagnostic procedures. ©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. SPA01_A1905_CE

©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複製・転載を禁じます。ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。
記載内容は、予告なく変更することがあります。
本誌掲載のキャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。また、その他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
記載されている希望小売価格は、2019年5月現在のものです。消費税は含まれておりません。実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。
最新情報は当社 Web ページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-477-392 | jptech@thermofisher.com
 オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261
 営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan | @ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC